



# DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH 70

Được sản xuất và cung cấp bởi :

Trung tâm chỉnh hình phục hồi chức năng Tp. HCM  
70 Bà Huyện Thanh Quan . F7. Q 3 . Tp. HCM

Tell: 08.39325884 – fax : 08.39325965

Email: [ttchinhhhinh70@yahoo.com](mailto:ttchinhhhinh70@yahoo.com) – Website: [trungtamchinhhhinh.com](http://trungtamchinhhhinh.com)





. Nẹp KAFO

- Vật liệu nhựa tấm pp

. Chỉ định :

- Bệnh nhân bại liệt, bại não, chấn thương, liệt cứng chân nắn chân biến dạng khớp cổ bàn chân



. Nẹp KAFO

Vật liệu:

- Đôi nẹp nhôm, bộ nẹp nhôm có khóa tự rơi  
- Bao nhựa pp - Đai da

. Chỉ định:

- Dùng cho bệnh nhân bị yếu hoặc giãn dây chằng khớp gối, liệt, bại não, chấn thương do mất khả năng vận động các chi.



❖ Tay giả thẩm mỹ dưới khuỷu

• Tay T4 thẩm mỹ truyền thống

Bàn tay cao su

Socket làm bằng nhựa tấm pp

• Tay T4 chức năng

Bộ bàn tay chức năng

• Tay T4 thẩm mỹ ngoại nhập

Bàn tay giả nhập ngoại làm bằng silicon (Tay trang sức)

• Tay giả thẩm mỹ T1 trên khuỷu

- Bàn tay bằng cao su

Sử dụng bán thành phẩm nhựa truyền thống (vật liệu trong nước).

• Tay giả thẩm mỹ T1 trên khuỷu

- Bàn tay thẩm mỹ ngoại nhập làm bằng silicon

• Chỉ định: tác dụng chính sự cân bằng sinh học và tự tin trong sinh hoạt



. Áo chỉnh hình

- Đai da

- Giúp cột sống thẳng định hình



. Nạng khuỷu:

- Vật liệu :

+ Nhựa tấm pp

+ Inox cứng chắc, bền

+ Cao su giảm trọng đàn hồi



1.Chân giả dưới gối thiết kế hệ thống xương trong.

- Socket ôm lồi
- Cầu xương đùi sử dụng nhựa tấm pp
- Bàn chân có khớp cổ chân

2.Chân giả trên gối sử dụng bán thành phẩm nhập ngoại (Đài loan).

- Khớp gối đa trục và hệ thống duỗi bằng lò xo.
- Bàn chân có khớp một trục

Cả hai đều có vỏ bọc thẩm mỹ bằng mút mềm, đẹp, đi lại an toàn và nhẹ nhàng



. Chân Tháo khớp háng C1

- Vật liệu : bán thành phẩm nhựa pp
- Bàn chân cao su
- . Chỉ định
- Bệnh nhân tháo bỏ một bên chân



. Chân giả trên gối modula

- Hoạt động di dời, đứng ổn định nhờ vào thiết kế đầu gối phối hợp bàn chân
- Hoạt động lung lay thoải mái, nhẹ nhàng
- Hỗ trợ gấp duỗi bằng thủy lực



Chân C2 Khớp gối đa trục

- Hệ thống điều khiển bằng piton thủy lực nhập ngoại
- Hệ thống treo bán chân giả bằng van hơi
- Trợ duỗi thẳng bằng lò xo.
- Bán thành phẩm (Modular)
- Bàn chân một trục có cổ bàn và bộ ống nối.
- Vỏ bọc thẩm mỹ bằng mút mềm



• Chân giả C2 truyền thống

- Bán thành phẩm nguyên vật liệu bằng nhựa tấm PP
- Khớp gối nhựa pp đơn trục
- Bàn chân cao su



Bộ bán thành phẩm chân dưới gối nhựa PP



Bộ chân trên nhựa PP